


Вортекс V-3



 Анти-вибрационная система

Ключевые свойства

Вортекс применяется для перемешивания компонентов жидкости в любых пробирках. Включение прибора производится путем нажатия пробиркой в гнездо вортекса, а также нажатием клавиши постоянного встряхивания. Во время работы гнездо вортекса совершает орбитальное колебательное движение с амплитудой 3 мм. Конструкция вортекса обеспечивает устойчивость прибора за счет максимального диаметра основания.

Минимальные габариты, бесшумность, простота управления обеспечивают широкий диапазон возможностей применения прибора в медицине, биологии и т.д.

ВОРТЕКС V - 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения гнезда	RPM	100 to 4000
Амплитуда вращения гнезда	мм	3
Напряжение на выходе адаптера	\ominus \oplus	DC in 12V, 500 mA
Потребляемая мощность	Вт	2
Габаритные размеры (диаметр x высота)	мм	130 x 60
Вес	кг	0.6

Аксессуары



Адаптер для перемешивания 9 пробирок объемом от 1.5 до 2 мл.



Универсальный адаптер для перемешивания пробирок объемом от 0.5 до 50 мл.